

3M™ Steri-Strip™ 皮肤伤口吻合贴

抚平的 不止是伤疤

- ▲ 免缝无痛，预防疤痕增生
- ▲ 无菌包装，操作简便省时



外科急诊小伤口




腹腔镜类手术伤口



剖腹产类
妇科手术伤口

特点:

1



减少病患痛苦以及皮肤对缝线或皮钉反应

2




方便舒适, 省时省力

3




不需麻醉, 儿童乐意合作


使用步骤:



清理伤口后, 从中间点贴上吻合贴



手指推按两边, 使胶带粘着更牢固



自伤口中间点往两端依次间隔贴上胶带

订购信息:



含抗张力束

型 号	尺 寸	条/包
R1540	3mm X 75mm	3
R1541	6mm X 75mm	3
R1542	6mm X 38mm	6
R1546	6mm X 100mm	10
R1547	12mm X100mm	6
R1548	25mm X125mm	2



轻薄透气

型 号	尺 寸	条/包
B1550	B1550 3mm x 75mm	3
B1551	B1551 6mm x 75mm	3
B1553	B1553 6mm x 100mm	10
B1557	B1557 12mm x 100mm	6
B1559	B1559 12mm x 50mm	6

相关操作与应用, 请关注



3M

3M中国有限公司

总办事处

上海市长宁区仙霞路99号尚嘉中心16楼 邮编: 200336

电话: 021-62753535 传真: 021-62752343

欢迎访问 <http://www.3M.com.cn>

